


Anticorpo Policlonale Anti-Smpd1 / Asm Per Wb, If/Icc, Elisa - P17405

Numero articolo: CM0024324



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SMPD1/ASM umana (sfingomielinasi acida). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli sfingolipidi, dei disturbi da accumulo lisosomiale e della difesa dell'ospite.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	SMPD1 / ASM Rabbit pAb
Note/Alias	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-340 di SMPD1 / ASM umana (NP_000534.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17405
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio