


Anticorpo Monoclonale Anti-Smurf2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hau4

Numero articolo: CM0006702



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia SMURF2 umano (Q9HAU4), reattivo nell'uomo e nel topo. Validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Progettato con immunogeno ricombinante (aa 201-290). Ideale per studi sulla funzione della E3 ubiquitin ligasi e sulla segnalazione TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SMURF2 Rabbit mAb
Note/Alias	SMURF2; E3 ubiquitin-protein ligase SMURF2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	64750
ID gene	64750
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-290 di SMURF2 umano (Q9HAU4)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9HAU4
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio