

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Snrnp70 Per Wb, Elisa - P08621

Numero articolo: CM0015106



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SNRNP70 umano (U1-70K), un componente chiave dello spliceosoma U1 snRNP. Validato per Western blot ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Per applicazioni IVD e di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNRNP70 pAb di coniglio
Note/alias	RPUI1; Snp1; U1AP; U170K; U1RNP; RNPUIZ; SNRP70; U1-70K; SNRNP70
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	6625
GeneID	6625
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di SNRNP70 umano (NP_003080.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P08621
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante