


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Snrpd1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62314

Numero articolo: CM0017212



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-SNRPD1 di alta qualità convalidato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio dell'assemblaggio dello spliceosoma e dei meccanismi di splicing del pre-mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SNRNP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6632
ID Gene	6632
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-96 di SNRNP1 umano (NP_008869.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62314
Peso proteico	13kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio