

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sox10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P56693

Numero articolo: CM0005293

introduzione

Anticorpo monoclonale anti-SOX10 convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA in uomo, topo, ratto. Ideale per lo studio della mielinizzazione del SNC e della regolazione trascrizionale. P56693.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOX10 Rabbit mAb
Note / Alias	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	6663
GenelD	6663
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 della SOX10 umana (P56693).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P56693
Peso proteico	31kDa/50kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio