


Anti-Sox2 Rabbit Polymab® Per Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - P48431

Numero articolo: CM0002640



introduzione

SOX2 Rabbit PolymAb® (P48431) - validato per WB, IP, IF, IHC-P, ChIP, ELISA su umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali, lo sviluppo neurale e gli studi sulla pluripotenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SOX2 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	ANOP3; MCOP53
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6657
GeneID	6657
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P48431
Peso Proteico	34 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio