

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Sox5 Per Wb, Elisa - P35711

Numero articolo: CM0006446

introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio per SOX5 è adatto per applicazioni Western blot e ELISA. Presenta reazione crociata con topo e ratto, permettendo studi sulla differenziazione dei condrociti mediata da SOX5 e sullo sviluppo della cartilagine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SOX5 Rabbit mAb
Note/Alias	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Specie	Uomo
Gene ID	6660
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di SOX5 umano. (NP_008871.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P35711
Peso proteico	84 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio