

Anticorpo Policlonale Anti-Spag11A Per Wb, Elisa - Q6Pda7

Numero articolo: CM0020241

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SPAG11A umano, validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Riconosce una defensina antimicrobica secreta, essenziale per la maturazione degli spermatozoi e la difesa del tratto riproduttivo maschile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPAG11A Rabbit pAb
Note/Alias	HE2; EDDM2A; SPAG11A
Specie	Umano
GeneID (umano)	653423
GeneID	653423
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-50 di SPAG11A umano (NP_478108.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q6PDA7
Peso della proteina	14 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante