


Anticorpo Policlonale Anti-Spata5 Per Wb, Elisa - Q8Nb90

Numero articolo: CM0022623



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SPATA5 umano (AFG2, SPAF), validato per WB e ELISA. Rileva SPATA5 di origine umana, murina e ratta; rilevante per studi sulla replicazione della cromatina, biogenesi dei ribosomi e spermatogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPATA5 Rabbit pAb
Note/Alias	AFG2; SPAF; EHLMS; NEDHSB; SPATA5
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	166378
GeneID	166378
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 228-304 di SPATA5 umano (NP_001304728)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8NB90
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio