


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Sphk1 Per Wb E Elisa - Q9Nya1

Numero articolo: CM0018660



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit targeting la sfingosina chinasi 1 (SPHK1) umana, validato per Western blot (WB) e ELISA. Presenta reattività crociata con campioni di topo. Supporta la ricerca nella crescita cellulare, infiammazione e segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SPHK1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SPHK; SPHK1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8877
GeneID	8877
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-384 della SPHK1 umana (NP_001136074.1)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9NYA1
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio