


Anticorpo Policlonale Anti-Sppl2A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tct8

Numero articolo: CM0016126



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro SPPL2A umano (IMP3/PSL2), validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva SPPL2A endogeno in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca in immunologia e sulle proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	SPPL2A Rabbit pAb
Note/alias	IMP3, PSL2, IMD86, SPPL2A
Specie	Uomo
ID gene (umano)	84888
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 421-520 di SPPL2A umano (NP_116191.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8TCT8
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante