


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sqs/Fdft1 Per Wb, Elisa - P37268

Numero articolo: CM0010313



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla SQS/FDFT1 umana (squalene sintasi). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per ricerche sul metabolismo del colesterolo e sulla biosintesi dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SQS/FDFT1 mAb Coniglio
Note/Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Specie	Umano
GeneID	2222
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 150-250 della SQS/FDFT1 umana (P37268)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P37268
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio