


## Anticorpo Monoclonale Anti-Srsf1/Sf2/Asf Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q07955

Numero articolo: CM0009576



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro SRSF1 (SF2/ASF), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce SRSF1 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sullo splicing, lo sviluppo diagnostico e gli studi sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-SRSF1/SF2/ASF                                                                                                                |
| Note/alias          | ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF                                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                                             |
| ID del gene (umano) | 6426                                                                                                                                              |
| ID del gene         | 6426                                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico   Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di SRSF1/SF2/ASF umano (NP_008855.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                                |
| SWISS               | Q07955                                                                                                                                            |
| Peso della proteina | 28 kDa                                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                |