


Anticorpo Policlonale Anti-Ssx2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16385

Numero articolo: CM0013009



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro SSX2 umano (antigene cancro/testicolo 5.2), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per la ricerca in oncologia e regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SSX2 pAb Coniglio
Note/Alias	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6757
GeneID	6757
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-188 di SSX2 umano (NP_783629.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16385
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio