


Anti-Stard3 (Mln64, Cab1) Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - Q14849

Numero articolo: CM0025674



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a STARD3 umano (MLN64, CAB1). Validato per Western Blot ed ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio del trasporto del colesterolo e della biologia degli endosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STARD3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CAB1; es64; MLN64; STARD3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10948
Gene ID	10948
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-445 di STARD3 umano (NP_006795.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14849
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio