

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Stat6 Per Wb, Elisa - P42226

Numero articolo: CM0019350



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro STAT6 umano, validato per Western blot e ELISA. Ideale per ricerche nella segnalazione IL-4/IL-3, regolazione trascrizionale e studi sulle risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STAT6 Rabbit pAb
Note/Alias	STAT6; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6B; STAT6C; trasduttore di segnale e attivatore della trascrizione 6
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	6778
ID gene	6778
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 748-847 di STAT6 umano (NP_003144.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P42226
Peso proteico	74kDa/81kDa/94kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio