


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fattore Steroideogenico-1 (SF-1/Nr5A1) Per Wb, Elisa - Q13285

Numero articolo: CM0003178



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Fattore steroideogenico-1 (SF-1/NR5A1) per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Bersaglia SF-1 (52kDa), un fattore di trascrizione essenziale per la differenziazione sessuale e la formazione dei tessuti steroideogenici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore steroideogenico-1 (SF-1/NR5A1) mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Fattore steroideogenico-1 (SF-1/NR5A1)
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2516
GeneID	2516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 351-461 del Fattore steroideogenico-1 umano (SF-1/NR5A1) (Q13285)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13285
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio