

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Stk33 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byt3

Numero articolo: CM0002089



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro STK33 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva STK33 (~58 kDa) umano e murino, una serina/treonina chinasi necessaria per la differenziazione degli spermatidi e la fertilità maschile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	STK33 mAb di coniglio
Note/Alias	STK33
Specie	Umana
GeneID (Umana)	65975
GeneID	65975
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 399-514 di STK33 umana (Q9BYT3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	Q9BYT3
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio