


Anticorpo Policlonale Anti-Stk38L Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2H1

Numero articolo: CM0017534



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che lega STK38L (NDR2) per WB, IF/ICC e ELISA. Validato su campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della differenziazione neuronale e delle vie di segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	STK38L Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	NDR2; STK38L
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	23012
ID Gene	23012
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 165-464 della STK38L umana (NP_055815.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2H1
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio