


Anticorpo Policlonale Anti-Strada Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q7Rtn6

Numero articolo: CM0023095



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina umana STRADA (proteina adattatrice chinasi correlata a STE20 alfa). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata su topo. Adatto per lo studio dell'attivazione di LKB1/STK11 e della regolazione del ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	STRADA Rabbit pAb
Note/Alias	LYK5; PMSE; Stik; STRAD; NY-BR-96; STRAD alfa; STRADA
Specie	Umana
Gene ID (Umano)	92335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-210 di STRADA umana (NP_699166.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q7RTN6
Peso Proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio