


Anticorpo Policlonale Anti-Strada Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q7Rtn6

Numero articolo: CM0023259



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro STRADA umana (proteina adattatrice alfa chinasi correlata a STE20), adatto per Western blotting ed ELISA. Rileva STRADA umana e murina, con un peso molecolare previsto di ~48 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] STRADA Rabbit pAb
Note/Alias	LYK5; PMSE; Stik; STRAD; NY-BR-96; STRAD alfa; DA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	92335
GeneID	92335
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7RTN6
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio