

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Stx17 Per Wb, If/Icc, Elisa - P56962

Numero articolo: CM0021762



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-STX17 validato per applicazioni di Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Rileva STX17 endogeno in campioni umani e murini, supportando la ricerca sull'autofagia e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	STX17 Rabbit pAb
Note/alias	STX17
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	55014
ID del gene	55014
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 della STX17 umana (NP_060389.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P56962
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante