

Anticorpo Policlonale Anti-Stxbp3 Per Wb E Elisa - 000186

Numero articolo: CM0030190

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su STXBP3 umano (syntaxin-binding protein 3, MUNC18C) per western blot (WB) e ELISA. Reattività crociata convalidata con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sul traffico di GLUT4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	STXBP3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PSP; MUNC18C; UNC-18C; MUNC18-3; STXBP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	6814
GeneID	6814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 343-592 di STXBP3 umano (NP_009200.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	000186
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio