


Anticorpo Policlonale Anti-Sugp2 Per Wb, Elisa - Q8Ix01

Numero articolo: CM0018507



introduzione

SUGP2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per applicazioni WB ed ELISA, che riconosce la SUGP2 umana e murina. Questo fattore di splicing si localizza nel nucleo ed è espresso nel testicolo, nel cervello e nel rene. Ideale per ricerche sullo splicing e lo sviluppo di test IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SUGP2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	SFRS14; SRSF14; SUGP2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	10147
GeneID	10147
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-700 della SUGP2 umana (NP_055699.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina
SWISS	Q8IX01
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio