


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Sult2A1 Per Wb, If-P, Elisa - Q06520

Numero articolo: CM0005187



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio SULT2A1 validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con SULT2A1 umana e di ratto (34kDa), una chiave solfotransferasi degli steroidi e degli acidi biliari. Ideale per studi sul metabolismo e sulla detossificazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SULT2A1 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6822
ID Gene	6822
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 180-285 della SULT2A1 umana (Q06520)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q06520
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio