

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Supv3L1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iyb8

Numero articolo: CM0024873



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia SUPV3L1 (SUV3), un RNA elicasi mitocondriale. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Utilizzabile nella ricerca sul degradosoma mitocondriale e sul metabolismo dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Dettagli                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | SUPV3L1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/Alias          | SUV3; SUPV3L1                                                                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                                               |
| ID gene (Uomo)      | 6832                                                                                                                               |
| ID gene             | 6832                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 577-786 della SUPV3L1 umana (NP_003162.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS               | Q8IYB8                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 88kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |