

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Syn1 Per Wb, If-P, Elisa - P17600

Numero articolo: CM0028727

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio SYN1 convalidato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con SYN1 di uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sul trafficking delle vescicole sinaptiche e il rilascio di neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SYN1 Rabbit pAb
Note / Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	6853
GeneID	6853
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 della SYN1 umana (NP_008881.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17600
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio