

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Syngap Per Wb E Elisa - Q96Pv0

Numero articolo: CM0002694

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia SynGAP umana (148 kDa), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione sinaptica, la plasticità e i disturbi dello spettro autistico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	SynGAP Rabbit mAb
Note/Alias	MRD5; RASA1; RASA5; SYNGAP; SynGAP
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	8831
ID gene	8831
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96PV0
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio