


Anticorpo Policlonale Anti-Synj1 Per Wb Ed Elisa - O43426

Numero articolo: CM0019919



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro SYNJ1 umano (Sinaptojanina-1), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva SYNJ1 umana e di ratto (~173 kDa), una fosfatasi dei fosfoinositidi implicata nell'endocitosi sinaptica e nella malattia di Parkinson.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	SYNJ1 pAb di Coniglio
Note/Alias	DEE53, EIEE53, INPP5G, PARK20, SYNJ1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8867
GeneID	8867
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 di SYNJ1 umana (NP_003886.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O43426
Peso Proteico	173kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio