

Anticorpo Monoclonale Anti-Sintrofina Alfa 1 Per Wb E Elisa - Q13424

Numero articolo: CM0003651

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla Sintrofina Alfa 1 umana (Q13424). Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sul complesso della distrofina e sulla sinapsi neuromuscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Sintrofina alfa 1 di Coniglio
Note/Alias	SNT1; LQT12; TACIP1; dj1187J4.5; Sintrofina alfa 1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	6640
GenelD	6640
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della Sintrofina Alfa 1 umana (Q13424)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13424
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio