

Anticorpo Policlonale Anti-Sintrofina Alfa 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13424

Numero articolo: CM0023626

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Sintrofina alfa 1 (SNTA1) umana. Validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del complesso della distrofina e della sinapsi neuromuscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Sintrofina alfa 1 pAb di Coniglio
Note/Alias	SNT1; LQT12; TACIP1; dj1187j4.5; Sintrofina alfa 1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	6640
ID Gene	6640
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-90 della Sintrofina alfa 1 umana (NP_003089.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13424
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio