

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Taar1 Per Wb, Elisa - Q96Rj0

Numero articolo: CM0024386



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TAAR1 umano (recettore associato alle amine tracce 1), adatto per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca nel campo delle neuroscienze e della segnalazione dei GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TAAR1 Rabbit pAb
Note/Alias	TA1; TAR1; TRAR1; TAAR1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	134864
ID gene	134864
Immunogeno	Peptide sintetico
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96Rj0
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio