

Anticorpo Policlonale Anti-Tbx3 Da Coniglio Per Wb, Elisa - O15119

Numero articolo: CM0025941



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio mirato al TBX3 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce incrociato con il mouse. Progettato per studi di biologia dello sviluppo, regolazione trascrizionale e ricerca sui fattori T-box - O15119.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TBX3 Rabbit pAb
Note/Alias	UMS; XHL; TBX3-ISO; TBX3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6926
GeneID	6926
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 310-480 del TBX3 umano (NP_057653.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	O15119
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio