


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tceb1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15369

Numero articolo: CM0017069



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il TCEB1 umano (Elongina-C). Validato per WB, IHC-P, ELISA e presenta reattività crociata con topo e ratto. Ideale per studi sull'allungamento della trascrizione e sui complessi delle ligasi dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TCEB1 Rabbit pAb
Note/alias	SIII; TCEB1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6921
GeneID	6921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-112 del TCEB1 umano (NP_001191791.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15369
Peso della proteina	12 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante