

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tcirg1 Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13488

Numero articolo: CM0006963

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia TCIRG1 (subunità a3 della V-ATPasi) umano. Validato per WB, IF, IHC, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Utile per studi sugli osteoclasti, sulla regolazione immunitaria e sull'omeostasi del pH.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TCIRG1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	a3; Stv1; Vph1; Atp6i; OC116; OPTB1; TIRC7; ATP6N1C; ATP6V0A3; OC-116kDa; TCIRG1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	10312
ID gene	10312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-356 di TCIRG1 umano (NP_006010.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13488
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio