

Anticorpo Monoclonale Coniugato Anti-Tcl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P56279

Numero articolo: CM0008045



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-TCL1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia TCL1 umano (13 kDa), potenziando la fosforilazione di AKT e promuovendo la sopravvivenza cellulare. Adatto per la ricerca su leucemia/linfoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TCL1 Rabbit mAb
Note/Alias	TCL1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8115
ID Gene	8115
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-114 di TCL1 umano (NP_068801.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P56279
Peso Molecolare Proteico	13kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio