

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tead1/2/3/4 Per Wb, Elisa - P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

Numero articolo: CM0012743



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TEAD1/2/3/4 di alta qualità per Western blot ed ELISA, diretto contro i fattori di trascrizione TEAD umani nella ricerca sulla segnalazione Hippo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	TEAD1/2/3/4 Rabbit mAb
Note/alias	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7003/7004/8463/7005
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 174-263 di TEAD4 umano (NP_003204.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpo monoclonale
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P28347/Q15561/Q15562/Q99594
Peso della proteina	48 kDa/49 kDa/47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante