


Anticorpo Monoclonale Anti-Tert Per Wb, Elisa - O14746

Numero articolo: CM0012515



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per TERT umano (Telomerasi trascrittasi inversa), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Strumento essenziale per la ricerca in biologia dei telomeri, invecchiamento e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale TERT di Coniglio (mAb)
Note/Alias	TP2; TRT; CMM9; EST2; TCS1; hTERT; DKCA2; DKCB4; hEST2; PFBMFT1; TERT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7015
GeneID	7015
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1000-1132 di TERT umano (O14746).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14746
Peso Proteico	127kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio