

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tfeb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19484

Numero articolo: CM0021912



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TFEB umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce TFEB umano, murino e di ratto. Strumento essenziale per la ricerca sull'autofagia, sulla biogenesi lisosomiale e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TFEB Rabbit pAb
Note/Alias	TCFEB; BHLHE35; ALPHATFEB; TFEB
Specie	Umano
ID del gene (umano)	7942
ID del gene	7942
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 391-461 di TFEB umano (NP_009093.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P19484
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Con borsa di ghiaccio