

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tfpi Per Wb, Elisa - P10646

Numero articolo: CM0013602



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio TFPI per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano, topo e ratto. Utilizzato per studi sull'inibitore della via del fattore tissutale nella ricerca su emostasi e trombosi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | TFPI Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias       | EPI; TFI; LACI; TFPI1; TFPI                                                                                                    |
| Specie           | Umano                                                                                                                          |
| GeneID (Umano)   | 7035                                                                                                                           |
| GeneID           | 7035                                                                                                                           |
| Immunogeno       | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-224 di TFPI umano (NP_001027452.1) |
| Sorgente         | Coniglio                                                                                                                       |
| Categoria        | Anticorpi Policlonali                                                                                                          |
| Applicazione     | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Cross Reattività | Umano, Topo, Ratto                                                                                                             |
| SWISS            | P10646                                                                                                                         |
| Peso Proteico    | 35kDa                                                                                                                          |
| Spedizione       | Sacca di ghiaccio                                                                                                              |