

## Anticorpo Policlonale Anti-Tfpi2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P48307

Numero articolo: CM0025847



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TFPI2 umano (PP5, TFPI-2), convalidato per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per studi sulla coagulazione, il rimodellamento della matrice e l'inibizione delle serina proteasi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | TFPI2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | PP5, REF1, TFPI-2                                                                                                            |
| Specie              | Umana                                                                                                                        |
| ID Gene             | 7980                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-235 di TFPI2 umano (NP_006519.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività Crociata | Umana, Topo                                                                                                                  |
| SWISS               | P48307                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 27 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                        |