


Anticorpo Monoclonale Anti-Tgfb1 (Bigh3) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15582

Numero articolo: CM0006405



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro TGFBI (proteina ig-h3 indotta dal fattore di crescita trasformante beta), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare, sulla distrofia corneale e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro TGF beta induced (TGFBI)
Note/alias	CSD; CDB1; CDG2; CSD1; CSD2; CSD3; EBMD; LCD1; BIGH3; CDGG1; TGF beta induced (TGFBI)
Specie	Umana
GeneID (umano)	7045
GeneID	7045
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 550-650 della TGFBI umana (NP_000349.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q15582
Peso della proteina	74 KDa
Spedizione	Borsa refrigerante