


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tgn46/Tgoln2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43493

Numero articolo: CM0019293



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TGN46/TGOLN2 umano, adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Mira a una proteina chiave della rete trans-Golgi coinvolta nella regolazione del traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio TGN46/TGOLN2
Note/Alias	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10618
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 323-423 di TGN46/TGOLN2 umano (NP_006455.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43493
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio