

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Thap3 Per Wb, Elisa - Q8Wtv1

Numero articolo: CM0012931

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro THAP3 umano (ID Gene: 90326), validato per Western blotting ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per studiare la regolazione della trascrizione di RRM1 da parte del complesso THAP1/THAP3-HCFC1-OGT. Peso: 27 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	THAP3 Rabbit pAb
Note/Alias	THAP3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	90326
ID Gene	90326
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-239 di THAP3 umano (NP_001182682.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8WTV1
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio