


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Thioredoxin 2 (Txn2) Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99757

Numero articolo: CM0008902



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-Thioredoxin 2 (TXN2) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sull'omeostasi dei ROS mitocondriali e sull'apoptosi. Ideale per lo sviluppo di applicazioni IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2) Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	TXN; MTRX; TRX2; MT-TRX; COXPD29; Thioredoxin 2 (Trx2/TXN2)
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	25828
Gene ID	25828
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 67-166 del TXN2 umano (Q99757)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99757
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio