

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Thrsp Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92748

Numero articolo: CM0029423

### introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio anti-THRSP per WB, IF/ICC, ELISA rileva la proteina epatica indotta dall'ormone tiroideo. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Strumento essenziale per la ricerca sulla lipogenesi e la trascrizione. Q92748.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | THRSP Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias          | S14; Lpgp; THRP; LPGP1; SPOT14; THRSP                                                                                           |
| Specie              | Umana                                                                                                                           |
| ID gene (Umano)     | 7069                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-146 della THRSP umana (NP_003242.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS               | Q92748                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 17kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                               |