

Anticorpo Policlonale Anti-Tify11B Per Wb Ed Elisa - Q9C9E3

Numero articolo: CM0023558

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Arabidopsis thaliana TIFY11B (JAZ6), che mira a un repressore della segnalazione delle jasmonate. Convalidato per il Western blotting e l'ELISA. Ideale per la ricerca sulla difesa delle piante e sulla via dell'acido jasmonico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TIFY11B Rabbit pAb
Note/Alias	proteina del dominio jasmonate-zim 6; T10D10.8; T10D10_8; PROTEINA DEL DOMINIO TIFY 11B; TIFY11B
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID	843577
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 170-269 di Arabidopsis thaliana TIFY11B (NP_565043.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9C9E3
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio