

Anticorpo Monoclonale Anti-Timm22 Per Wb Ed Elisa - Q9Y584

Numero articolo: CM0004677



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TIMM22 (Tim22), la subunità del canale voltaggio-dipendente della translocasi mitocondriale TIM22. Confermato per WB ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Essenziale per l'importazione di proteine multipasso della membrana interna e per la ricerca sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIMM22 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	TEX4; TIM22; COXPD43; TIMM22
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29928
GeneID	29928
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 20-120 di TIMM22 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y584
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio