

Anticorpo Policlonale Anti-Timp4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99727

Numero articolo: CM0026819

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TIMP4 convalidato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul rimodellamento della matrice extracellulare, biologia cardiovascolare e inibizione delle MMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIMP4 Rabbit pAb
Note/Alias	TIMP-4; TIMP4
Specie	Umana
GeneID	7079
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-224 della TIMP4 umana (NP_003247.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99727
Peso proteico	26 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio