

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tirap Per Wb, If/Icc, Elisa - P58753

Numero articolo: CM0016161



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TIRAP umano (Mal/MyD88-2), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'immunità innata e sulle vie di segnalazione TLR/IL-1R.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIRAP Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	Mal; wyatt; BACTS1; MyD88-2; TIRAP
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	114609
GeneID	114609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-221 di TIRAP umano (NP_001034750.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P58753
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio